

MediSept™ | Studex®



# Nasen- Piercing

Erststecker &  
Nasenschmuck



**Vorteil 1  
Präzision beim Stechen**  
Punktgenaues Stechen.

**Vorteil 2  
sterile Einzel-  
verpackungen**  
Kartusche hält  
Medizinalstecker.

**Vorteil 3  
sanft stechen  
statt schiessen**  
Kein Knall, kein  
Erschrecken.

**Vorteil 4  
Hygiene**  
Der MediSept  
Erststecker wird  
nicht berührt.

**Vorteil 5  
einfachste  
Handhabung**  
Mit zwei  
Handgriffen bereit.




Nutzen Sie beim Stechen von Nasen-Piercing alle Vorteile der sterilen Einweg-Kartuschen.

Die MediSept Erststecker für die Nase können nach Belieben mit oder ohne Stechinstrument angewendet werden.

MediSept Erststecker sind in zwei Farbtönen, weiss und champagne, erhältlich und werden aus einer hochwertigen Titanlegierung hergestellt. Alle Stecker halten ohne Gegenstück auf der Naseninnenseite.

Stiftlänge 10 mm  
Ø Kopf 2 mm



Erststecker-  
Verpackung

steriler  
Erststecker

Pflege-Gel

Alkohol-  
tupfer

## MediSept™ Medizinal Erststecker

-  **STX-75028** | 5MEDS 204 WTN  
Nasenerststecker, Titan Kristall,  
weiss, einzeln steril verpackt
-  **STX-75029** | 5MEDS 204 YTN  
Nasenerststecker, Titan Kristall,  
champagne, einzeln steril verpackt
-  **STX-75030** | 5MEDS 300 WTN  
Nasenerststecker, Titan Kugel,  
weiss, einzeln steril verpackt
-  **STX-75032** | 5MEDSF 506 WTN  
Nasenerststecker, Titan Platte,  
weiss, einzeln steril verpackt
-  **STX-75144** | 5MEDS 239 WTN  
Nasenerststecker, Titan Kristall Saphir hell,  
weiss, einzeln steril verpackt
-  **STX-75145** | 5MEDS 240 WTN  
Nasenerststecker, Titan Kristall Rosé hell,  
weiss, einzeln steril verpackt

## Studex® Nasenschmuck

Zwei bis fünf Tage nach dem Stechen sollte der Titan-Erststecker mit einem Nasenschmuck aus einwandfreiem Material ersetzt werden. Die Pflegeanleitung dazu finden Sie im Downloadbereich: [www.zanellagmbh.ch](http://www.zanellagmbh.ch)

Wir empfehlen Ihnen als Folgeschmuck den Studex Nasenschmuck in 18K Echtgold (gelb oder weiss).

Der Nasenschmuck ist verfügbar mit Kugelstopper, Spirale oder Haken.



Einzelverpackung mit Nasenschmuck in 18K Echtgold.

Der Nasenschmuck wird in 2er- oder 6er-Packungseinheiten geliefert.

-  **STX-10004** | 8218-3000  
Nasenschmuck, Zirconia,  
18K Gold, Kugelstopper
-  **STX-10005** | 8218-3005  
Nasenschmuck, Zirconia,  
18K Gold weiss, Kugelstopper
-  **STX-10006** | 8218-4000  
Nasenschmuck, Zirconia,  
18K Gold, Spirale
-  **STX-10007** | 8218-4005  
Nasenschmuck, Zirconia,  
18K Gold weiss, Spirale
-  **STX-10020** | 8218-5000  
Nasenschmuck, Zirconia,  
18K Gold, Haken
-  **STX-10021** | 8218-5005  
Nasenschmuck, Zirconia,  
18K Gold weiss, Haken

zanella

Zanella Fashion + Design GmbH | Tel. 041 781 10 00 | Fax 041 781 36 36  
info@zanellagmbh.ch | www.zanellagmbh.ch

medisept

STUDEX®