

PCL COVID19 Ag Gold Saliva

Antigen Speichel-Schnelltest

Der Antigen Schnelltest von PCL erhöht deutlich die Testbereitschaft der Massen und kann somit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten: bequem, schmerzfrei und präzise über Speichelabgabe (Spucktest).

Der PCL COVID19 Ag Gold Saliva Test ist sehr einfach in der Anwendung und erfordert keine fachspezifischen Kenntnisse. Der Nachweis einer möglichen Corona-Infektion erfolgt in nur 10 Minuten problemlos über Speichelabgabe. Bei diesem Verfahren entfällt der unangenehme Nasen-/Rachenabstrich.

Der Test eignet sich hervorragend als schneller Nachweis in sensitiven Bereichen wie Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Unternehmen, Praxen etc.

- Der Test zeigt eine klinische Sensitivität von 94 % an; Spezifität 100 %
- Das Ergebnis ist bereits in 10 Minuten verfügbar
- **PCL COVID19 Ag Gold Saliva ist CE zertifiziert** und in verschiedenen Ländern bereits zugelassen (i.e. Deutschland, Frankreich, Italien, Oesterreich, Portugal, Spanien)



Corona-Testergebnis binnen 10 Minuten verfügbar.



Inhalt 50er-Pack:
 50 Testkarten
 50 Extraktionspufferröhrchen
 50 Filterdeckel



Einzelpack

Das Produkt ist unmittelbar nach der Zulassung des BAG verfügbar.

Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen unter:
Tel. 041 781 00 00 oder E-Mail info@zanellagmbh.ch

Online bestellen auf: shop.zanellagmbh.ch

Preise

	50er-Pack* CHF pro Stück exkl. MWST	Einzelpack* CHF pro Stück exkl. MWST
50 – 4'999 Stück	11.35	12.00
ab 5'000 Stück	10.55	11.20
ab 10'000 Stück	8.95	9.60
ab 50'000 Stück	8.30	8.95
ab 100'000 Stück	7.85	8.50
ab 250'000 Stück	7.20	7.85
ab 500'000 Stück	6.90	7.55

*erst nach BAG-Zulassung erhältlich